


	Ceresit TS 61	Ceresit TS 62	Ceresit WHITETEQ
Średnia powierzchnia komórek (mm ²)	0,39	0,26	0,11
Średnia liczba komórek/cm ³	5500	5200	28000
Liczba komórek w porównaniu do WHITETEQ	0,20	0,19	1,0


Testy zostały przeprowadzone w warunkach normalnych (23 °C/50 % r.h.) w szczelnie o wymiarach 50 mm x 100 mm.
 Testy zostały wykonane zgodnie ze standardową procedurą testową firmy Henkel.
 Obliczanie powierzchni i objętości komórek zostało przeprowadzone metodą pomiaru mikroskopowego w powiększeniu 50 x.

Zdjęcia mikroskopowe (50 x powiększenie):

Ceresit TS 61



Ceresit TS 62



WHITETEQ

